

CUSTOM

ひたい

パッと額に近づけて
ピッとはかる
かんたん体温計



スピード検温
最短1秒

3種類
測定

はかる
日本語
ボタン



非接触式
体温計
NIR-01

パピッとサーモ

1台3役

体温（舌下温度）/
物体温 / 室温

※画面はハメコミ合成です。

標準価格¥9,980（税抜）

これからの測り方。 額にかざして、スピード検温。

ホコリから守る
ケース付



額から少し離れた位置で「はかる」を押すと、
額の温度をもとに舌下温度*を表示します。

*舌下温度：棒式体温計を口でくわえた場合の温度。
脇下よりも身体深部の温度により近い
検温結果が得られます。



発熱目安のマークを表示



※画面はハメコミ合成です。

38℃を超えると
マークが
変わります。

- バックライト搭載
- 親しみやすい日本語表記
- 履歴60件保管
- 電源切り忘れ防止機能付

主な仕様

販売名	非接触式体温計
医療機器認証番号	226AFBZX00029000
医療機器クラス分類	管理医療機器(クラスII)
表示方式	室温・物体表面温度(実測温度)、舌下温度(補正温度)
体温測定範囲(測定部位:額)	+34.0~+42.2℃
体温測定精度	+36.0~+39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃
物体表面温度測定範囲	-22.0~+80.0℃
物体表面温度測定精度	±4%または±2℃のどちらか大きい値
室内温度測定範囲	+10.0~+40.0℃
室内温度測定精度	±2.0℃
最小表示単位	0.1℃
使用温湿度	+10.0~+40.0℃、95%RH以下(但し、結露のないこと)
保管温湿度	-20.0~+50.0℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	単4(1.5V)乾電池 × 2個
寸法	約W47.6×H188.0×D29.0mm
重量	約82g(電池含まず)
付属品	取扱説明書、添付文書、収納ケース、単4(1.5V)乾電池×2本(動作確認用)
JAN	4983621 800012



CUSTOM Webサイトで
更に詳しい情報をご覧ください。
<http://www.kk-custom.co.jp/medical/>

CUSTOM 株式会社カスタム

本社／東日本支店

〒101-0021

東京都千代田区外神田3-6-12

TEL: 03-3255-1117(代表)

FAX: 03-3255-1137

西日本支店

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場

1-6-12 ブルーク長堀橋ビル6F

TEL: 06-6262-9950(代表)

FAX: 06-6262-9951

お問い合わせ先



株式会社 あうる

〒279-0012

千葉県浦安市入船 3-70 A4-1

TEL: 047-374-3100 FAX: 047-350-3609

<http://medical.owlowl.co.jp>

- 製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 印刷の関係で実際の製品と本リーフレットの色は若干異なる場合があります。
- 本リーフレットの記載内容は2014年5月現在のものです。

©2014 CUSTOM Corporation

©Tom Wang - Fotolia.com

Printed in Japan 140601