

非接触

次世代メディカル体温計

こめかみに約1秒かざすだけで、
素早く衛生的に体温が測定できます。



非接触赤外線体温計 ドクターサーモ S-703



2種類の測定モード



スピード測定



発熱アラーム機能



メモリー機能



バックライト



消音機能

◆スピード測定

こめかみにかざして約1秒で体温測定できます。



◆バックライト機能

暗闇で便利なバックライト付き。



◆発熱アラーム機能

37.5℃以上感知で、アラーム警告
(※体温計モード)

◆メモリー機能

最大9件まで
測定結果記録可能

◆消音機能

静かな場所で音を出さずに
計測ができる消音機能付



◆仕様

製品名/型番	ドクターサーモ S-703	
一般的名称	皮膚赤外線体温計	
医療機器分類	管理医療機器	
電源	ボタン電池 CR2032 ×1	
電撃保護	内部電源機器 BF形装着部	
電池寿命	約3,000回の連続測定、または1日に1~2回の測定 (スタンバイモードも含む)で1年間	
自動電源オフ	6秒	
測定方式	赤外線式	
測定部位	こめかみ	
保管環境温湿度	-25℃~55℃、85%RH以下(結露無きこと) 700~1060hPa	
測定範囲	体温計モード	34.0℃~42.2℃
	温度計モード(体温以外)	0℃~99.9℃

◆測定方法

計測したい物から10cm以内の距離でプローブを向け、
プローブ下の「測定スイッチ」を押すと測定できます。

◆2種類の測定モード

人の体温を測定する「体温計モード」と、水・湯・その他の対象物の
温度を測定する「温度計モード」を切り替えて使用することが
できます。

製造販売元:



シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1丁目8番40号 A-PLACE品川4F
Tel: 03-6711-5511 Fax: 03-6711-5510
www.seastar.co.jp

株式会社 あうる

〒279-0012
千葉県浦安市入船 3-70 A4-1
TEL: 047-374-3100
FAX: 047-350-3609
http://medical.owlowl.co.jp

◆都合により外観・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。